

MAQ P30...

# Mallette de démonstration

*Totalement autonome pour réaliser des programmes de diffusion*

*Extrêmement maniable grâce à ses roulettes et sa poignée*

*Conçue pour transporter un PHILEAS®25*



DIMENSIONS :

L = 630 mm

l = 500 mm

h = 300 mm

POIDS : 8 kg

# La Mallette PHILEAS® contient :

- Le Phileas®25 avec son couvercle :
  - Consommation électrique : 30 W
  - Débit de l'appareil : 500 ml/h
  - Volume traité : entre 3 m<sup>3</sup> et 40 m<sup>3</sup>
  - Contenance du bidon : 500 ml



- 1 bidon de 500 ml

- 1 adaptateur et 1 cordon d'alimentation (AC/DC Médical 150 Watts 24V6, 25A, Class II)



- 1 pochette documentaire contenant :



1. La notice d'utilisation
2. Le mode d'emploi simplifié
3. Le certificat de garantie
4. La fiche Consignes de sécurité et Précautions d'emploi
5. La fiche de contrôle qualité

- La tablette avec son cordon d'alimentation (directement paramétrée avec l'application MyPhileas® qui assure le pilotage à distance et garantit la traçabilité des désinfections effectuées).



## Testez Phileas®25

Pour vérifier le bon fonctionnement de l'appareil, nous vous recommandons de réaliser un test en eau :

1. Branchez votre appareil sur une installation électrique conforme aux normes de sécurité en vigueur. Le cordon fourni est standard et répond aux normalisations UE, TUV, ANSI/AAMI CSA, UL, Denan (PSE).
2. Remplissez le bidon avec de l'eau du robinet.
3. Démarrez Phileas®25
4. Suivez la procédure exposée en page 14 du manuel d'utilisation contenu dans la pochette documentaire.